

medaSEPT LATEX PREMIER HIGH RISK

MEDYCZNE I OCHRONNE
RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE



SPECYFIKACJA

SUROWIEC	LATEKS
KOLOR	NIEBIESKI
ŚRODEK PUDRUJĄCY	BRAK, RĘKAWICE BEZPUDROWE
KSZTAŁT	UNIWERSALNY
MANKIET	ROLOWANY
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA	CHLOROWANA
POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA	TEKSTURA NA CAŁEJ POWIERZCHNI
AQL	1.5 poziom kontroli produktu końcowego: G-1 zgodnie z ISO 2859-1

KLASYFIKACJA & STANDARDY NORMATYWNE

KLASYFIKACJA	WYRÓB MEDYCZNY	ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ
	KLASA I	KATEGORIA III, TYP B
	zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745	zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425
STANDARDY	EN 455 1-4	EN ISO 374-1, EN ISO 374-2,
	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417	EN 16523-1, EN ISO 374-4,
		EN ISO 374-5, EN ISO 21420
KOD BASIC UDI-DI		955760101080G4

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

ODPORNOŚĆ NA BAKTERIE I GRZYBY	wykazano zgodnie z EN ISO 374-2	 
ODPORNOŚĆ NA WIRUSY	wykazano zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604)	
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	wykazano zgodnie z EN 16523-1 & EN ISO 374-1	
ODPORNOŚĆ NA CYTOSTATYKI	wykazano zgodnie z ASTM D 6978	

PARAMETRY TECHNICZNE & MASTER DATA

rozmiar		S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
nr referencyjny		EA203/MSLPRHR50S	EA203/MSLPRHR50M	EA203/MSLPRHR50L	EA203/MSLPRHR50XL	EA203/MSLPRHR50XXL
szerokość dłoni	[mm]	80±10	95±10	110±10	≥110	≥110
długość	[mm]	min. 290				
grubość (pojedyncza ściana rękawicy)	[mm]	palec: 0,38±0,02 dłoń: 0,30±0,02				
siła zrywu	[N]	przed starzeniem: 6,0 N po starzeniu 6,0 N				
zawartość pudru	[mg/rękawice]	< 2 mg/rękawice, rękawice bezpudrowe				
zawartość protein lateksowych	[µg/g]	< 50 µg/g				
ilość sztuk w op.		50 sztuk wg. wagi				
ilość op. w kartonie		10 opakowań				
EAN opakowanie		9551004354930	9551004354947	9551004354954	9551004354961	9551004354978
EAN karton		19551004354937	19551004354944	19551004354951	19551004354968	19551004354975
wymiar op.	[mm]	280 (L) x 125 (W) x 80 (H)				
wymiar karton	[mm]	420 (L) x 270 (W) x 295 (H)				
termin ważności		5 lat od daty produkcji				

medaSEPT LATEX

PREMIER HIGH RISK

medaSEPT®
QUALITY TO PROTECT

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Wyrób jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania w celu ochrony pacjenta i użytkownika oraz zminimalizowania ryzyka zakażeń krzyżowych. Rękawice odpowiednie do badań lekarskich oraz innych zabiegów diagnostycznych.

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA

Chronić przed światłem słonecznym, fluorescencyjnym i ozonem przechowywać w suchym miejscu. Zalecana wilgotność względna pomieszczenia, w którym są przechowywane rękawice to $60 \pm 20\%$. Przechowywać rękawice z dala od urządzeń grzewczych i źródeł ognia.

UTYLIZACJA

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

Odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z: Rozporządzeniem (WE) 10/2011



PRODUCENT

TOP GLOVE SDN. BHD.
Lot. 4969, Jalan Teratai, Batu 6
Off Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor D.E. Malaysia
MY-MF-000009690

